

FICHE TECHNIQUE

Référence	33643-1L-HON
Désignation	Buffer sol. ph 4,0, with fungicide, citric acid/naoh/nacl sol., nist trac.

Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5, 100-56-1, 7732-18-5
- ✓ pH (20 °C) 3,98 - 4,02
- ✓ Point/intervalle d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
- ✓ Couleur Incolore
- ✓ Densité 1,0 g/cm³
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matières incompatibles : bases fortes, Oxydants forts, Agents réducteurs forts
- ✓ Valeur pH 4
- ✓ Température de stockage : ambiante

Unité de vente :

1L Buffer sol. ph 4,0
