

FICHE TECHNIQUE

Référence	33646-1L-HON
Désignation	Buffer sol. ph 7,0, k ₂ hpo ₄ / na ₂ hpo ₄ , nist traceable, with fungicide 1l

Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 7732-18-5, 7558-79-4, 7778-77-0
- ✓ pH (20 °C) 6,98 - 7,02
- ✓ Température d'auto-inflammation Non auto-inflammable
- ✓ Point/Plage d'ébullition 100 °C
- ✓ Couleur Incolore
- ✓ Densité 1 g/cm³
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matières incompatibles Aucune réaction dangereuse connue dans des conditions normales d'utilisation.
- ✓ Point/intervalle de fusion <0 °C
- ✓ Solubilité dans l'eau : Complètement miscible
- ✓ Pression de vapeur : Semblable à l'eau
- ✓ Valeur pH 7 (non dilué)
- ✓ Température de stockage : ambiante

Unité de vente :

1L Buffer sol. ph 7,0
