

FICHE TECHNIQUE

Référence	33646-500ML-HON
Désignation	Buffer solution pH 7.0 (20°C)

Description :

- ✓ Potassium dihydrogen phosphate / disodium hydrogen phosphate, traceable to SRM from NIST, with fungicide
- ✓ Numéro CAS : 7732-18-5, 7558-79-4, 7778-77-0
- ✓ Etat physique : liquide
- ✓ Volume : 500 ml

Unité de vente :

500 ml Buffer solution pH 7.0 (20°C)
