

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	33649-500ML-HON
<b>Désignation</b>	Buffer solution ph 10,0 (20°C), borax / sodium hydroxide

---

### Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 1330-43-4, 1310-73-2, 7732-18-5
- ✓ Point/intervalle d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
- ✓ Couleur Incolore
- ✓ Densité 1,01 g/cm<sup>3</sup>
- ✓ Point d'éclair Sans objet
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matières incompatibles Oxydants forts, Acides forts
- ✓ Valeur pH 10 (20 °C)
- ✓ Température de stockage ambiante

### Unité de vente :

500 ml Buffer solution PH10

---