

Désignation

- Solution tampon ph 4,0 colorée en rouge avec fongicide

Référence

- 33665-1L-HON

Unité de vente : 1L

-
- CAS Numbers (All) : 18996-35-5
 - Point/plage d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
 - Couleur Rouge
 - Densité 1,0 g/cm³
 - Point d'éclair Sans objet
 - Forme Liquide
 - Qualité Tampons prêts à l'emploi
 - Matériaux incompatibles Bases fortes, Agents oxydants forts, Agents réducteurs forts
 - Limite inférieure d'explosion Aucune donnée disponible
 - Point/plage de fusion Aucune donnée disponible
 - Coefficient de partage Aucune donnée disponible
 - Solubilité dans l'eau Complètement miscible
 - Limite supérieure d'explosion Aucune donnée disponible
 - Pression de vapeur Aucune donnée disponible
 - Viscosité Aucune donnée disponible
 - Valeur de pH 4,0 (20 °C)
 - Température de stockage Ambiante