

FICHE TECHNIQUE

Référence	33665-500ML-HON
Désignation	Buffer solution ph 4,0 red colored with fungicide

Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 18996-35-5, 144-33-2, 7647-14-5, 915-67-3, 7732-18-5, 100-56-1
- ✓ Point/intervalle d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
- ✓ Couleur rouge
- ✓ Densité 1,0 g/cm³
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matières incompatibles : bases fortes, Oxydants forts, Agents réducteurs forts
- ✓ Valeur pH 4.0 (20 °C)
- ✓ Température de stockage : ambiante

Unité de vente :

500 ml Buffer solution PH4
