

Désignation

- Solution tampon ph 7,0 colorée en vert avec fongicide

Référence

- 33666-1L-HON

Unité de vente : 1L

-
- CAS Numbers (All) : 7558-79-4
 - Point/plage d'ébullition Aucune donnée disponible
 - Couleur Vert
 - Densité 1,0 g/cm³ (20 °C)
 - Point d'éclair Sans objet
 - Forme Liquide
 - Qualité Tampons prêts à l'emploi
 - Matériaux incompatibles Aucun connu
 - Limite inférieure d'explosion Aucune donnée disponible
 - Point de fusion/plage 100 °C (1,013 hPa)
 - Solubilité dans l'eau Complètement miscible
 - Limite supérieure d'explosion Aucune donnée disponible
 - Pression de vapeur Aucune donnée disponible
 - Viscosité Aucune donnée disponible
 - Valeur de pH 7 (20 °C)
 - Température de stockage Ambiante