

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	33666-500ML-HON
<b>Désignation</b>	Buffer solution ph 7,0 green colored with fungicide

---

### Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 7558-79-4, 7778-77-0
- ✓ pH (20 °C) 6,98 - 7,02
- ✓ Couleur verte
- ✓ Densité 1,0 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matériaux incompatibles Aucun connu
- ✓ Point/intervalle de fusion 100 °C (1,013 hPa)
- ✓ Solubilité dans l'eau Complètement miscible
- ✓ Valeur pH 7 (20 °C)
- ✓ Température de stockage : ambiante

### Unité de vente :

500ml Buffer solution ph 7,0

---