

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	33668-500ML-HON
<b>Désignation</b>	Buffer solution ph 10,0 (20°C), violet colored, borax / sodium hydroxide

---

### Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 1310-73-2, 1330-43-4
- ✓ Point/intervalle d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
- ✓ Couleur Violette
- ✓ Forme liquide
- ✓ Tampons prêts à l'emploi
- ✓ Matières incompatibles Oxydants forts, Acides forts
- ✓ Solubilité dans l'eau Complètement miscible
- ✓ Valeur pH 10 (20 °C)
- ✓ Température de stockage : ambiante

### Unité de vente :

500 ml Buffer solution PH10

---