

FICHE TECHNIQUE

Référence	339045
Désignation	Disque test

Description :

- ✓ Disque test oxydase
- ✓ Utilisé pour la différenciation et l'identification microbienne, en particulier des bactéries à Gram négatif sur la base de la présence de l'enzyme cytochrome oxydase
- ✓ Corresponds aux normes ISO 16266 et ISO 9308-1 pour la détection de *Pseudomonas aeruginosa* et pour la confirmation d'*Escherichia coli* et de bactéries coliformes
- ✓ Chaque disque est imprégné d'une solution de dichlorhydrate de N, N, N,N, N'-tétraméthyl-p-phénylènediamine
- ✓ Conserver à 2-8°C à l'abri de la lumière
- ✓ Durée de vie : 1 an

Unité de vente :

30 Disques test
