

## Désignation

- Boîte pre-coulé dia 90mm gelose pca (plate count agar)

## Référence

- 339214

Unité de vente : 20

---

## Description

La Plate Count Agar est un milieu utilisé pour la détermination du contenu microbien total des aliments et des animaux, aliments, eau et autres matériaux.

Ce milieu, également connu sous le nom de Tryptone Glucose Yeast Agar ou Casein-Peptone Dextrose Yeast Agar, est conforme aux spécifications données par l'American Public Health Association et la norme ISO 4833.

### TYPICAL FORMULA (g/l)

Enzymatic Digest of Casein 5.0

Yeast Extract 2.5

Glucose 1.0

Agar 15.0

Final pH 7.0 ± 0.2 at 25°C

