

FICHE TECHNIQUE

Référence	340023
Désignation	Rack vide Wilmut



Description :

- ✓ Pour 96 tubes 0,65 ml
- ✓ En polypropylène de haute qualité et résistance
- ✓ Autoclavable (+121°C)
- ✓ Résistant à -86°C
- ✓ Couvercle transparent avec système de verrouillage
- ✓ Système qui permet le maintien des tubes à l'intérieur du rack
- ✓ Format standardisé SBS 127 x 85 x 28 mm

Unité de vente :

18 Racks vides Wilmut