

# Fiche technique

## Pack Dropstand Immersion 30 RAL

**Code produit : 340032-0000**

### Composition :

• **Huile à Immersion RAL :** code : 339200-0015 2 x 15 mL

### Spécifications :

- **Aspect :** Limpide et incolore
- **Viscosité à 25°C :** 1000 mPa/s
- **Indice de réfraction à 25 °C :** 1.513 ± 0.005
- **Densité à 25°C :** 1.091 – 1.096

### Applications :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.

Usage in vitro.

Mise à jour du 16/02/2022