

# Fiche technique

## Pack Immersion 300 RAL

Code produit : 340300-0000

### Composition :

• Huile à Immersion RAL : code : 339200-0050 6 x 50 mL

### Spécifications :

- Aspect : Limpide et incolore
- Viscosité à 25°C : 1000 mPa/s
- Indice de réfraction à 25 °C : 1.513± 0.005
- Densité à 25°C : 1.091 – 1.096

### Applications :

Produit destiné à un usage exclusivement professionnel pour l'observation de préparations microscopiques.

Usage in vitro.

Mise à jour du 16/02/2022