

FICHE TECHNIQUE

Référence	34849-80ML-HON
Désignation	Hydranal h2o stand. 10.0, stand. for k. fisch. 10mg/g, 8ml ampoule



Description :

- ✓ CAS Numbers (All) 95-47-6, 71-36-3, 108-32-7
- ✓ Densité 1.000 g/cm³ (20 °C)
- ✓ Flashpoint 32 °C
- ✓ Matériau sous forme liquide
- ✓ Conditions de stockage : Température ambiante
- ✓ Type d'emballage Ampoule
- ✓ Volume d'une ampoule 8 ml

Unité de vente :

10 Ampoules hydranal H2O