

FICHE TECHNIQUE

Référence	348580
Désignation	SDS solution 20% grade biologie moléculaire - 1L



Description :

- ✓ Composition : - SDS : 100 g/L
 - A (1 cm/0.1 M HPLC water)
 - 260 nm : max. 0.03
 - 280 nm : max. 0.02
- ✓ Valeur pH à 20°C : 8
- ✓ Apparence : liquide
- ✓ Coloris : incolore
- ✓ Conditions de stockage recommandées : T°C min 15°C / T°C max 25°C
- ✓ Conditionnement : 1 L

Unité de vente :

1 SDS solution 20% grade biologie moléculaire - 1 L
