

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--|
| Référence | 348641 |
| Désignation | Urea - grade biologie moléculaire 1 kg |



Description :

- ✓ Spécification : - DNase/RNase/Protéase : non détectable
 - Assay (from N) : min 99%
 - pH (8 M ; H₂O ; 20°C) : 7,5 – 10,5
 - Métaux lourds (Pb) : max 0,001%
 - Chlorure : max 0,0005%
 - Sulfate : max 0,001%
 - Fe : max 0,0005%
- ✓ Formule moléculaire : NH₂CONH₂
- ✓ N CAS: 57-13-6
- ✓ Apparence : solide
- ✓ Coloris : blanc
- ✓ Conditions de stockage recommandées : température ambiante
- ✓ Conditionnement : 1 kg

Unité de vente :

1 Urea – grade biologie moléculaire – 1 kg