

**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE**  
**CE DECLARATION OF CONFORMITY**

El fabricante / *The manufacturer:*

**DELTALAB S.L.**  
Plaza de la Verneda, 1  
Pol. Ind. La Llana  
08191 RUBI (BARCELONA) – SPAIN

Declara bajo su responsabilidad que el producto:  
*Declares under its responsibility that the product:*

**CONTENEDORES PARA MUESTRAS NO ESTÉRILES**  
**GENERAL SPECIMEN CONTAINER NON-STERILE**  
(Códigos según Anexo 1 / *Codes in Annex 1*)

**Finalidad Prevista:** Recogida y conservación y/o transporte, de cualquier tipo de muestra para diagnóstico (por ejemplo, orina, heces, esputo, mucosa, tejido) para análisis y/u otra investigación.

**Intended Use:** *Collection and preservation and/or transport, of any type of diagnostic specimen (e.g. urine, faeces, sputum, mucous, tissue) for analysis and/or other investigation.*

**Código GMDN / GMDN Code:** 47775

CUMPLE LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS Y DIRECTIVAS:  
*CONFORMS TO THE REQUISITES OF THE STANDARDS AND DIRECTIVES:*

**Directiva 98/79/CE:** Directiva Productos Sanitarios para el Diagnostico “in vitro”.  
Transposición a la legislación española en Real Decreto 1662/2000.

**Directive 98/79/EC:** “In-vitro” *Diagnostics Medical Devices Directive.*  
*Transposition to Spanish legislation in Real Decreto 1662/2000.*

**Clasificación:** Anexo 3, Clase: Otros  
**Classification:** Annex 3, Class: Other



José Saez  
Director General / *Managing Director*



Anna Mir  
Responsable Técnico / *Technical Director*

**ANEXO 1 – DESCRIPCIÓN DE ARTÍCULOS**  
**ANNEX 1 – ARTICLES DESCRIPTION**

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
202840	FRASCO DE SEGURIDAD 20ML	SECURITY CONTAINER 20ML
202841	FRASCO DE SEGURIDAD 40ML	SECURITY CONTAINER 40ML
202842	FRASCO DE SEGURIDAD 60ML	SECURITY CONTAINER 60ML
202843	FRASCO DE SEGURIDAD 90ML (Ø48-h75)	SECURITY CONTAINER 90ML (Ø48-h75)
202844	FRASCO DE SEGURIDAD 120ML	SECURITY CONTAINER 120ML
202845	FRASCO DE SEGURIDAD 250ML	SECURITY CONTAINER 250ML
202846	FRASCO DE SEGURIDAD 500ML	SECURITY CONTAINER 500ML
202847	FRASCO DE SEGURIDAD 1000ML	SECURITY CONTAINER 1000ML
202848	FRASCO DE SEGURIDAD 90ML(Ø53-h68)	SECURITY CONTAINER 90ML(Ø53-h68)
300100	TUBO 17 ML PS 16X150 MM	PS TUBE 16X150
300101	TUBO PS 8ML 16X75MM GRADUADO C/BORDE	PS TUBE 8ML 16X75MM GRADUATED WITH RIM
300300	TUBO 4 ML PS 11X70 MM	TUBE 11X70 PS
300400	TUBO 6 ML PS 12X88 MM GRADUADO	TUBE 12X88 PS GRADUATED
300500	TUBO 3 ML PS 11X55 MM	TUBE 11X55 PS
300700	TUBO 13X75 PS	TUBE 13X75 PS
300702	TUBO 13X75 PS TAPADO	TUBE 13X75 PS CAPPED
300704	TUBO 13X75 PS TAPADO Y ETIQ	TUBE 13X75 PS CAPPED&LABELLED
300705	TUBO 10 ML PS 16X100 MM	TUBE 16X100 PS
300800	TUBO 5ML PS 12X75 MM GRADUADO	TUBE 5ML PS 12X75MM GRADUATED
300802	TUBO 12X75 PS + TAPON 305802	PS TUBE 12X75 + CAP 305802
300804	TUBO 12X75 PS TAPADO Y ETIQ	TUBE 12X75 PS CAPPED LABELLED
300900	TUBO 10ML PS 16X95MM GRADUADO	TUBE 10ML PS 16X95MM GRADUATED
300903	TUBO 16x95 PS TAPADO	TUBE 16x95 POLYSTYRENE CAPPED
300904	TUBO 10 ML PS 16X95 MM TAPADO ETIQUETADO	TUBE 16X95 PS CAPPED LABELLED
300907	TUBO 16X100 PS TAPADO	TUBE 16X100 PS CAPPED
300908	TUBO 16X100 PS TAPADO Y ETIQ	TUBE 16X100 PS CAPPED LABELLED
300911	TUBO 16X100 PS TAPADO C/308101	TUBE 16x100 PS CAPPED W/308101
300912	TUBO 16X95 PS TAPADO 305002	16X95 TUBE PS CAPPED 305002

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
300913	TUBO 16X95 PS TAPADO	TUBE 16X95 PS CAPPED
300914	TUBO 16x95 TAPADO 305002	16x95 TUBE CAPPED 305002
301200	TUBO CONICO 16X102 PS	CONICAL TUBE 16X102 PS
301201	TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM	CONICAL TUBE 16X100 PS
301202	TUBO CONICO 16X102 PS	CONICAL TUBE 16X102 PS
301205	TUBO CONICO 301200 TAP/305502	PS TUBE 12ML CONICAL CAPPED
301206	TUBO CONICO 16X102+TAP.305502	PS CON. TUBE 16X102 + CAP305502
301207	TUBO CONICO 16x102 PS TAPADO	CONICAL TUBE 16x102 PS CAPPED
301212	TUBO CONICO 12 ML PS 17X105 MM	CONICAL TUBE 17X105 PS
301213	TUBO CÓNICO 12ML PS 17X105MM	CONICAL TUBE 12ML PS 17X105MM
301403	TUBO 12ML PS 15X102 MM TAPADO FALDON	TUBE 12ML PS CAPPED
301700	TUBO 7 ML PS 13X100 MM	TUBE 13X100 PS
309201	FRASCO 30ML PS ETIQUETADO	30ML UNIVERSAL LABELLED PS
309202	FRASCO 30ML PS	30ML CONTAINER PS
309206	FRASCO 30ML PS TAPON ROJO	30ML PS CONTAINER RED CAP
309207	FRASCO 30ML PS TAP.CU SEPARADA	PS 30ML CONTAINER SEPARATED CAP
309222	FRASCO 30ML PS B/U	30ML CONTAINER I/W PS
309402	FRASCO 40ML PS	PS 40ML CONTAINER
309501	FRASCO 60ML PS ETIQUETADO	PS 60 ML CONTAINER PRINTED LBL
309502	FRASCO 60ML PS	60ML CONTAINER PS
309505	FRASCO 60ML PS T/AZUL	CONTAINER PS 60ML BLUE CAP
309552	FRASCO 60ML PS ESPATULA	60ML CONTAINER WITH SPOON PS
400400	TUBO 6 ML PP 12X88 MM GRADUADO	TUBE 12X88 PP GRADUATED
400500	TUBO 3 ML PP 11X55 MM	TUBE 11X55 PP
400700	TUBO 5 ML PP 13X75 MM	TUBE 13X75 PP
400705	TUBO 10 ML PP 16X100 MM	TUBE 16X100 PP
400800	TUBO 5ML PP 12X75 MM GRADUADO	TUBE 5ML PP 12X75MM GRADUATED
400806	TUBO 75X12 PP TAPADO T/ROJO	TUBE 12x75 PP CAPPED 305806
400900	TUBO 16X95 PP	TUBE 16X95 PP
400908	TUBO 16x95 TAPADO 305007	16X95 PP TUBE CAPPED 305007
401100	TUBO 5 ML PP 15X50 MM	TUBE 15X50 PP

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
401200	TUBO CONICO 12 ML PP 16X102 MM	CONICAL TUBE 16X102 PP
401201	TUBO CONICO 12 ML PP 16X100 MM	CONICAL TUBE 16X100 PP
401202	TUBO CONICO 16x102+TAPON 16MM	CONICAL TUBE 16x102 + CAP 16MM
401204	TUBO CÓNICO 12ML PP 16X100 MM	CONICAL TUBE 12ML PP 16X100MM
401307	TUBO CONICO 16X102 PP TAPADO	CONICAL TUBE 16x102 PP CAPPED
401403	TUBO 12ML PP 15X102 MM TAPADO FALDON	PP 12 ML TUBE CAPPED
401700	TUBO 7 ML PP 13X100 MM	PP TUBE 13X100
408702	FRASCO 150 ML PP AL VACÍO	CUP F/VACUUM COLLECTION 150ml
408726	FRASCO 150 ML PP B/U AL VACÍO	CUP F/VACUUM COLLEC. 150ml I/B
409201	FRASCO 30ML PP ETIQUETADO	30ML CONTAINER LABEL PP
409202	FRASCO 30ML PP	30ML CONTAINER PP
409222	FRASCO 30ML PP BOLSA UNITARIA	30ML CONTAINER I/W PP
409402	FRASCO 40ML PP GRADUADO	40ML CONTAINER PP GRADUATED
409426	FRASCO 40ML PP B/U GRADUADO	40ML CONTAINER I/W PP
409501	FRASCO 60ML PP ETIQUETADO	60ML CONTAINER LABELLED PP
409502	FRASCO 60ML PP	60ML CONTAINER PP
409507	FRASCO 60ML PP ROSCADO T/VERDE	60ML SCREW CAP CONT PP C/GREEN
409511	FRASCO 60ML PP ETIQUETADO T/AZUL	60ML BLUE CONTAINER LABEL PP
409552	FRASCO 60ML PP C/ESPATULA	60ML CONTAINER W/SPOON
409556	FRASCO 60 ML. B/UNIT. CUCHARA	60 ML PP CONTAINER WITH SPOON UNIT BAG
409602	FRASCO 30ML PP C/CUCHARA	30ML CONTAINER WITH SPOON PP
409662	FRASCO 30ML.T/AZUL CUC S/ROSC	SCREW CAP CONT. 30ml PP
409701	FRASCO 150ML PP ETIQUETADO	150ML CONTAINER LABELLED PP
409702	FRASCO 150ML PP	150ML CONTAINER PP
409703	FRASCO 150ML PP SIN ROSCAR	150ML CONT SEPARATED CAP PP
409707	FRASCO 150ML PP T/VERDE	PP 150 ML CONTAINER GREEN CAP
409711	FRASCO 150ML AZUL ETIQUETADO	150ML BLUE CONTAINER LABEL PP
409752	FRASCO 150ML PP C/CUCHARA	150ML CONTAINER WITH SPOON PP
409756	FRASCO 150ML B/U ESPATULA PP	150ML CONTAINER I/W SPOON PP
409802	FRASCO 50ML PP	50ML CONTAINER PP
409826	FRASCO 50ML PP B/U	50ML CONTAINER I/W PP

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
409852	FRASCO 50ML PP CON ESPATULA	50ML CONTAINER WITH SPOON PP
409902	FRASCO 200ML PP	200ML CONTAINER PP
409905	FRASCO 200ML PP AZUL TRANS. ETI	CONTAINER 200 ML PP BLUE-PLAIN LBL
409915	FRASCO 200ML PP AZUL TRANS S/E	CONTAINER 200 ML PP BLUE
409926	FRASCO 200ML PP B/U	200ML CONTAINER PP I/W
410046	FRASCO 50 ML PP T/PRECINTO	TAMPER EVIDENT CONT.50ml H80mm
410047	FRASCO T/BISAGRA 50ml H=80mm	HINGED LID CONT.50ml H=80mm
410056	FRASCO PRECINTO 50ml H80mm B/U	HINGED LID CONT.50ml H80mm I/B
419802	FRASCO 50ML PP T/PRECINTO	50ML CONT SEALED CAP PP
419805	FRASCO 50ML PP T/PRECI AZUL	PP 50 ML CONT. SEALED CAP BLUE
419825	FRASCO 50ML PP T/PREC.AZUL B/U	50ML CONT SEAL.BLUE CAP I/W PP
419826	FRASCO 50ML PP T/PRECINTO B/U	50ML CONT SEALED CAP I/W PP
429900	TUBO CONICO 50 ML PP TAPADO	50ML CONICAL TUBE PP
429901	TUBO CONICO 50ML PP FALDON TAPADO	50ML CONICAL TUBE SKIRT PP
429903	TUBO 50ML PP CON.FALDON S/TAP	50ML CON.TUBE SKIRTE PP NO CAP
429910	TUBO CONICO 15ML PP TAPADO	15ML CONICAL TUBE PP
444602801	FRASCO DE SEG. 60ML T/AZUL	CHILD PROOF CONT 60ML BLUE LID
444602802	ANTI-CHILD. SIN TAPON	CHILD PROOF CONT.60ML NO CAP
444602901	FRASCO SEGURIDAD 60ML T/AZUL	CHILDPROOF CONT 60ML BLUE LID
444602903	ANTI-CHILD BLANCO T/BLANCO 60	CHILD PROOF WHITE CONTAINER 60
444603202	FRASCO DE SEG. 30ML T/BLAN PRECINTO	SECURITY CONT. 30ML WHITE CAP
444603204	F.SEGURIDAD BLANCO 30ML T/BLANCO	CHILDPROOF WH.CONT 30ML B/CAP
444603300	FRASCO SEGURIDAD 60ML T/BLANCO	CHILDPROOF CONT 60ML WHITE LID
444603305	ANTI-CHILD.AZUL TAPON BLANCO	CHILD PROOF BLUE CONT.WHITE CAP
444603306	ANTI-CHILD. VERDE TAPON BLANCO	CHILD PROOF GREEN CONT.WHITE CAP
444603308	ANTI-CHILD.ROJO TAPON BLANCO	CHILD PROOF RED CONT.WHITE CAP
444603402	F. SEGURIDAD 125ML T/BLANCO	CHILDPROOF CONT 125ML WHITE LID
202845N	TARRO HISTOLOGIA 250ML NEGRO	HISTOLOGY CONTAINER 250ML BLACK
202846/T	FRASCO DE SEGURIDAD 500ML TAPADO	SECURITY CONTAINER 500ML CAPPED
202847/T	FRASCO DE SEGURIDAD 1000ML TAPADO	SECURITY CONTAINER 1000ML CAPPED



REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
300500.8	TUBO 11X55 PS	TUBE 11X55 PS
300800.1	TUBO 5 ML PS 12X75 MM SIN ENRASES	TUBE 12X75 PS
300800.2	TUBO 12X75 PS REFORZADO	TUBE 12X75 PS
300900M	TUBO 16X95 PS GRAD.CAJA 5X100	TUBE 16X95 PS GRAD.CASE 5X100
309202.4	FRASCO 30ML PS	PS 30 ML. UNIVERSAL PLAIN LBL
309202.NR	FRASCO 30ML PS	30ml CONTAINER PS NO SCREW
309202V	FRASCO 30ML PS TAPÓN VERDE	30ML CONTAINER PS GREEN CAP
309202.WO	FRASCO 30ML PS SIN TAPÓN	CONT.30ML PS NO CAP
309222.1	FRASCO 30ML PS B/U ETIQUETADO	CONTAINER 30 ML. UNIT BAG LABEL
309501BE	FRASCO 60ML PS B/50 CÓD. BARRAS	60ML PS CONTAINER B/50 BAR COD
309502.10	FP-60 S/ROSCAR C/600 T/ROJO	CONT.60ML C/600 RED CAP
309502.6	FRASCO 60 ML. PS ETIQUETA BLANC	PS 60 ML. CONTAINER PLAIN LABEL
309602E	FRASCO 30ML PS CON ESPATULA ETIQUETADO	30ML CONTAINER WITH SPOON PS
309622.1	FCO.30 CUCH. ETIQ. ESP. B/UNIT.	PS 30ML SPOON+LABEL+UNIT BAG CONT.
400004.1	FRASCO 125ML PP 57X73	125ML CONTAINER PP
400500.B	TUBO 11x55 PP B/400	TUBE 11x55 PP B/400
400706E	TUBO 10ML C/A.BORICO TAP.ETIQ.B/U	100ML TUBE W/BORIC A. CAP.LAB. I/W
400800.1	TUBO 5 ML PP 12X75 MM SIN ENRASES	TUBE 12X75 WITHOUT RINGS PP
400906BOR	TUBO 16X100 TAP- 308106 AC. BOR	TUBE 16X100 PP CAP ACID BORIC
400906MD	TUBO 16x100 PP TAPADO 308106	16x100 TUBE PP CAPPED 308106
409201.S	FRASCO 30ML PP ETIQUETADO	30ML CONTAINER LABEL PP
409201.SE	FRASCO 30ML PP ETIQUETADO B100	30ML CONTAINER LABEL PP B/100
409202.8	FRASCO 30 ML TAPADO TAPON AZUL	30ML CONTAINER PP BLUE CAP
409202.WO	FRASCO 30ML PP SIN TAPÓN	CONT. 30ML PP NO CAP
409203.2	FRASCO 30ML PP T/BLAN ENV. SEP	PP 30 ML+ WHITE CAP SEPARAT.C/1800
409203.2A	FR.30ML PP T/BL.ENV.SEP.C/ANO	PP 30ML WHITE CAP SEP.PLAIN BO
409502.2B	FR.60ML ETIQ.T/ROJO 10X50	CONT.60ML LABEL RED C. 10X50
409502.2C	FR. 60ML PP ETIQ.T/ROJO 16X50	60ML CONT. PP LABEL RED CAP 16X50
409502.4	FRASCO 60ML S/ROSCAR 38X65 PP	60ML CONT. UNCAPPED 38X65MM PP
409502.4Y	FRASCO 60ml S/ROSCAR PP T/AMA	60ml CONT.UNCAPPED PP YEL/LID
409502G	FRASCO 60ML GRADUADO	60ML CONTAINER GRADUATED PP

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
409502G.4	FR.60 GRAD.S/ROSCAR TAP.SEPARA	CONT.60 GRAD.UNCAPPED SEP.CAP
409507G	FRASCO 60ml PP GRAD.T/VERDE	60ml CONT.PP GRAD.GREEN CAP
409511.4	FR.60ML AZUL CLARO S/ETIQUETA	60ML LIGHT BLUE CONTAINER
409511.5	FR.60ML AZUL TRANSL. ETIQ. BLANC	60ML CONTAINER TRANS.BLUE LBL
409552.Y	FRASCO 60ml PP C/ESPÁTULA T/AM	60ml CONTAINER W/SPOON YEL/LID
409552G	FRASCO 60ML PP GRADUADO C/ESPA	60ML CONTAINER W/SPOON GRADUAT
409552.TA	FRASCO 60ML PP C/ESPA TULA T.AZUL	60ML CONTAINER PP W/SPOON BLUE CAP
409702.3	FRASCO 150ml PP TAPÓN BLANCO	PP CONTAINER 150ml WHITE CAP
409702.P	FRASCO 150ML PP ROSCADO	150ML PP CUPPED CONTAINER
409702.PB	FRASCO 150ML PP ROSCADO T.BLA	150ML PP CUPPED CONT.WHITE C.
409703.5	FRASCO 150 ML. T/AZUL S/ROSCAR	150ML CONT SEPARATED BLUE CAP
409703WC	FRASCO 150ML PP SIN ROSCAR T/BLANCO	150ML PP CONT.SEPAR.CAP WHITE
409711.4	FR.150ML AZUL CLARO S/ETIQUETA	150ML LIGHT BLUE CONTAINER
409711.5	FR.150ML AZUL TRANS. ETIQ. BLANC	150ML CONTAINER BLUE TRANSL.LB
409805.6	FRASCO 50ML PP T/ROJO SEPARADO	50ML PP CONTAINER SEP. RED CAP
410046.5	FRASCO T/PREC.50ml H80mm C/500	HINGED LID CONT.50ml H80 C/500
410046A.5	FRASCO T/PREC.50ml 500UD AZUL	HINGED LID CONT.500U BLUE
410046R.5	FRASCO T/PREC.50ml 500UD ROSA	HINGED LID CONT.500U PINK
420900E	TUBO 12ML PP S/TAPON C/FALDON	PP 12ML TUBE W/SKIRT W/OUT CAP
429900.25	TUBO CONICO 50ml PP B/25	50ml CONICAL TUBE PP B/25
429900SP	TUBO 50ML PP CONICO SIN ROSCAR	50ML CONICAL TUBE PP SEP.CAP
429901.25	TUBO CON.50ml PP C/FALDON B/2	50ml CONICAL TUBE W/SKIRT B/25
429910SP	TUBO 15ml PP CONICO SIN ROSCAR	15ml CONICAL TUBE PP SEP.CAP
429927S/E	TUBO CONICO 50ML C/FALDON B/U	50ML CONICAL TUBE SKIRT I/W PP
44462903M	ANTI-CHILD BLANCO T/BLANCO 60	CHILDPROOF WHIE CONT.60ML WC
309202.O	FRASCO 30ML PS ST. EO	CONTAINER 30ML PS ST.EO
429930	TUBO 50ML PP CONICO IMPRESO B/25	50ML TUBE PP CONICAL PRINT 25/B
429940	TUBO 15 ML PP CONICO IMPRESO GRANEL	15ML TUBE PP CONICAL PRINTED IN BULK
429945	TUBO 15 ML PP CONICO IMPRESO B/25	15ML TUBE PP CONICAL PRINT 25/B

REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
429950	TUBO 50 ML PP CONICO IMPRESO C/F B/25	50ML TUBE PP CONICAL PRINT SKIRTED 25/B
300500MI	TUBO 11X55 PS	TUBE 11X55 PS
175723	TUBO 5ML PS 13X75 TAPADO ROJO	TUBE 5ML PS 13X75 CAPPED RED
175724	TUBO 10ML PS 16X95 TAPADO ROJO	10ML TUBE PS 16X95 CAPPED RED
400903	TUBO 10ML PP 16X95 TAPADO ROJO	10ML TUBE PP 16X95 CAPPED RED
661035	TUBO 10ML PS 16X95 TAPADO NATURAL	10ML TUBE PS 16X95 CAPPED NATURAL
408702C	FRASCO VACÍO 120ml LOTE IMPRESO	VACUUM CONT. 120ML CML
408726.A	FRASCO P/VACÍO 120ml B/I C/AN.	CUP F/VACUUM 120ml I/B PLAIN/C
400805	TUBO 75X12 PP TAPADO T/AZUL	TUBE 75X12 PP CAPPED C/BUE
202844/T	FRASCO DE SEGURIDAD 120ML TAPADO	SECURITY CONTAINER 120ML CAPPED
409557	FRASCO 60ML PP C/ESPAZULA T/VERDE	CONTAINER 60ML PP W/SPOON GREEN CAP
419802.T	FRASCO 50ML PP T/PREC. DESTAPADO	CONTAINER 50ML PP C/TAMPER EVID. UNCOVERED
409502.4B	FRASCO 60ML PP T/AZUL NO TAPADO	60ML CONTAINER PP BLUE CAP UNCOVERED
409702B	FRASCO 150ML PP B/50	150ML CONTAINER PP B/50
309205	FRASCO 30ML PS T/AZUL ETIQ.	30ML CONTAINER PS BLUE CAP LABEL
429906SP	TUBO 50ML PP CONICO T/ROJO SIN ROSCAR	50ML CONICAL TUBE PP SEP.CAP RED
429901SP	TUBO CONICO 50ML PP FALDON SIN ROSCAR	TUBE 50ML PP SKIRTED SEP. CAP
175725	TUBO 3ML PS 11X55 TAPADO ROJO	TUBE 3ML PS 11X55 CAPPED RED
409511.4TA	FRASCO 60ML PP C/CUCHARA T/AZUL	CONTAINER 60ML PP W/SPOON BLUE CAP
202842A	FRASCO SEGURIDAD 60ML T/AZUL	CONTAINER 60ML BLUE CAP
202844A	FRASCO DE SEGURIDAD 120ML T/AZUL	SECURITY CONTAINER 120ML BLUE CAP
409512	FRASCO 60ML PP T/ROJO C/GRIS	CONT. 60ML PP RED C. GREY B.
301201CA	TUBO CONICO 12ML PS 16X100 MM	CONICAL TUBE 16X100 PS
202841/T	FRASCO DE SEGURIDAD 40ML TAPADO	SECURITY CONTAINER 40ML CAPPED
409502G.Y	FRASCO 60ML PP GRADUADO T/AMARILLO	CONTAINER 60ML PP YELLOW CAP SCREWED
409502BO	FRASCO 60ML PP C/A.BORICO	60ML CONTAINER PP W/BORIC A.
300907CH100	TUBO 16x100 PS + TAPON 308107 TAP. B/100	TUBE 16x100 PS + CAP 308107 CAP. B/100
300803CH100	TUBO 5ML 12X75 PS + TAPON 305802 TAP.B/100	TUBE 5ML 12X75 PS + CAP 305802 CAP B/100
C/202842A	CUERPO CONT.SEG 60ML 202842A	SEC. CONTAINER 60ML BODY



REF	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION
409756.50	FRASCO 150ML PP ESPATULA B/U BOLSA 50	150ML CONTAINER PP SPOON I/W B/50
409511.5A	FR.60ML AZUL TRANSL.ETIQ.BLANC	60ML CONTAINER TRANS.BLUE LBL
444603204.1	F.SEGURIDAD BLANCO 30ML T/BLANCO	CHILDPROOF WH.CONT 30ML B/CAP
409552.1	FRASCO PP 60ML CUCHARA+ETIQUETA	CONT. 60 ML PP W/SPOON + LABEL
401300	TUBO CONICO 16X102 PP TAPADO	CONICAL TUBE 16x102 PP CAPPED
429910DES	TUBO 15ML PP CONICO SIN ROSCAR	CONICAL TUBE 15ML PP UNCAPPED
409902P	FRASCO 200ML PP	CONTAINER 200ML PP
304208	TUBO 5ML C/FALDON T/MALVA	TUBE 5ML SKIRTED MAUVE CAP