

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	349019B
<b>Désignation</b>	Flacons à vis



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Etanchéité parfaite
- ✓ Bouchon vissé
- ✓ Stérile
- ✓ Emballage individuel
- ✓ Haute transparence
- ✓ Volume : 150 ml
- ✓ Gradués par incréments de 20 ml jusqu'à 100 ml
- ✓ Dimensions : 57 x 73 mm

### Unité de vente :

350 Flacons

---