

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|---------|
| Référence | 349034S |
| Désignation | Flacons |



Description :

- ✓ Pots de prélèvement
- ✓ Pots droits
- ✓ En polystyrène
- ✓ Avec capuchon à vis étanche en polyéthylène
- ✓ Stériles par ionisation
- ✓ Capuchons de coloris rouge
- ✓ Forme tronconique
- ✓ Dimensions h x Ø bas x Ø haut : 69.8 x 29.1 x 35.7 mm
- ✓ Volume : 40 ml

Unité de vente :

800 Flacons