

Désignation

- Flacon 60ml (38x65mm) ps aseptique

Référence

- 349048

Unité de vente : 600



---

Description

- Flacons en polystyrène 60 ml
- Nouvelle génération de flacons 60 ml avec bouchon haute sécurité.
- Hermétique.
- Matière : Polystyrène
- Bouchon en polyéthylène.
- Aseptique
- Couleur du bouchon : rouge.
- Dimensions : A: 39,3 mm; B: 44,2 mm; C: 66,0 mm.
- Volume maximum : 63 ml.
- Volume recommandé : 50 ml.
- Certification CE/IVD

