

FICHE TECHNIQUE

Référence	349048S
Désignation	Flacons



Description :

- ✓ Pots de prélèvement
- ✓ Pots droits
- ✓ En polystyrène
- ✓ Avec capuchon à vis étanche en polyéthylène
- ✓ Stériles par ionisation
- ✓ Capuchons de coloris rouge
- ✓ Forme tronconique
- ✓ Dimensions h x Ø bas x Ø haut : 66 x 39.3 x 44.2 mm
- ✓ Volume : 60 ml

Unité de vente :

600 Flacons