


Désignation

- 2-propanol, chromasolv lc-ms

Référence

- 34965-1L-HON



Unité de vente : 1 L

Description

- CAS Numbers (All) : 67-63-0
- Masse moléculaire : 60.11 g/mol
- Synonyme : sec-Propyl alcohol; IPA; Isopropanol; Isopropyl alcohol
- Pour l'analyse des métaux traces LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Dérive de la ligne de base à faible gradient
- Faibles niveaux de métaux traces
- Pas d'impuretés non volatiles
- Forme liquide
- Stockage : température ambiante

