

Désignation

- Methanol, chromasolv lc-ms

Référence

- 34966-2.5L-HON

Unité de vente : 2.5 L



Description

- CAS Numbers (All) : 67-56-1
- Masse moléculaire : 32.04 g/mol
- Synonyme : Methyl alcohol
- Pour l'analyse des métaux traces LC-MS et LC-UV
- Contrôle qualité HPLC / UV-VIS
- Faibles niveaux de métaux traces
- Pas d'impuretés non volatiles
- Forme liquide
- Stockage : température ambiante

