

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	351000
<b>Désignation</b>	Bouteille



### Description :

- ✓ Bouteilles carrées Pharmatainers
- ✓ Conviennent au stockage, transport et congélation de vaccins, produits biopharmaceutiques, milieux de culture et solutions biologiques
- ✓ Gradués
- ✓ Avec bouchons étanches à double scellé en HDPE naturel
- ✓ Stérilisés aux rayons gamma, SAL  $10^{-6}$
- ✓ Fabriqués à partir de résine 100% vierge, sans composés animaux
- ✓ Testés endotoxin-free et non-cytotoxiques
- ✓ PET : résistants de -40 °C à +60 °C
- ✓ Traçabilité : chaque flacon porte un numéro de série unique
- ✓ Numéro de lot, date d'expiration et un code-barre
- ✓ Diamètre bouchon : 48 mm
- ✓ Diamètre col : 37 mm
- ✓ Dimensions : 58.8 x 58.2 x 95 mm
- ✓ Volume : 125 ml

### Unité de vente :

100 Bouteilles

---