

FICHE TECHNIQUE

Référence	351008
Désignation	Boîte de Petri Easy Grip Ø 35 mm



Description :

- ✓ Pour bactériologie
- ✓ Stérilisée aux rayons gamma
- ✓ Surfaces parfaitement planes
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Volume de travail : 2,5 – 3 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 35 x 10 mm

Unité de vente :

500 Boîtes de Petri Easy Grip Ø 35 mm