


FICHE TECHNIQUE

Référence	351029
Désignation	Boîte



Description :

- ✓ Boîte de Petri Falcon
- ✓ Pour bactériologie
- ✓ Stérilisée aux rayons gamma
- ✓ Surface parfaitement plane
- ✓ Excellente transparence
- ✓ Surface de croissance cellulaire 56.5 cm²
- ✓ Sachet préformé limitant les risques de casse et de rayure des boîtes
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 90 x 15 mm

Unité de vente :

500 boîtes