

### Désignation

- Flacon carré stérile Pharmatainers en polycarbonate –  
Dim : 212 x 212 x 395 mm - Volume : 10 l

### Référence

- 351034

Unité de vente : 2



---

### Description

- Flacons stériles bouchés de grade médical. Conviennent au stockage, transport et congélation de vaccins, produits biopharmaceutiques, milieux de culture et solutions biologiques.
- Stérile, emballage individuel
- Gradués
- Avec bouchons étanches à double scellé en HDPE naturel
- Stérilisés aux rayons gamma, SAL  $10^{-6}$
- Fabriqués à partir de résine 100 % vierge, sans composés animaux
- Testés endotoxin-free et non-cytotoxiques
- Résistants de  $-130\text{ °C}$  à  $+135\text{ °C}$ , testés parfaitement étanches en congélation  $-80\text{ °C}$
- Traçabilité : chaque flacon porte un numéro de série unique
- Numéro de lot, date d'expiration et un code-barres
- Stérile
- Matériau : Polycarbonate
- Dimensions  $\varnothing$  bouchon : 70 mm
- Dimensions  $\varnothing$  col : 55 mm
- Autoclavable

