

FICHE TECHNIQUE

Référence	351164
Désignation	Plaque insert



Description :

- ✓ Brand : Corning®
- ✓ Plate Format : 96-well
- ✓ Cell Growth Area : 0,08 cm²
- ✓ Sterile : Yes
- ✓ Membrane Material : Polyethylene terephthalate (PET)
- ✓ Membrane Pore Size : 8 µm
- ✓ Membrane Diameter : 3,2 mm
- ✓ Lids Included : Oui

Unité de vente :

5 unités
