

FICHE TECHNIQUE

Référence	351316
Désignation	Bac de rétention



Description :

- ✓ En PEHD
- ✓ Mini bac de rétention
- ✓ Capacité : 60 L
- ✓ Charge admissible : 100 kg
- ✓ Dimensions : L 805 x l 640 x H150 mm
- ✓ Coloris : Gris argent
- ✓ Sans caillebotis
- ✓ Renfort ajouté pour soutenir les caillebotis

Unité de vente :

1 Bac

DOMINIQUE DUTSCHER SAS