

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	352001
<b>Désignation</b>	Tube



### Description :

- ✓ Tube culture FALCON
- ✓ A fond rond
- ✓ En polystyrène
- ✓ Bouchon "snap" à double position
- ✓ Stérile rayon gamma
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 1400 g
- ✓ Certifié non pyrogène et non cytotoxique
- ✓ Volume : 14 ml
- ✓  $\varnothing$  x h : 17 x 100 mm

### Unité de vente :

1 Tube

---