

FICHE TECHNIQUE

Référence	352003
Désignation	Tube culture



Description :

- ✓ Tubes culture Falcon
- ✓ Fond rond
- ✓ en polystyrène
- ✓ Bouchon "snap" à double position
- ✓ Stériles rayon gamma
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 1400 g
- ✓ Certifiés non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions : 12 x 75 mm

Unité de vente :

500 Tubes
