

FICHE TECHNIQUE

Référence	352006
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Bouchon "snap" à double position
- ✓ A fond rond
- ✓ Gradués
- ✓ Vitesse de centrifugation : 3000 g
- ✓ Surface hydrophobe et biologiquement inerte

Certificats :

- ✓ Stériles, emballage individuel
- ✓ Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 14 ml
- ✓ Dimensions : 17 x 100 mm

Unité de vente :

500 Tubes