

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	352037
<b>Désignation</b>	Tube de culture 16 ml



### Description :

- ✓ Matériau : tube en polystyrène, bouchon en HDPE
- ✓ Coloris : naturel
- ✓ Fond : rond
- ✓ Jupe : non
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : oui
- ✓ Surface hydrophobe et biologiquement inerte

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui, exempt de DNases, RNases et endotoxines < 0,1EU/ml
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : non
- ✓ Températures d'utilisation : +4°C à +60°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 1 400 g
- ✓ Volume : 16 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) : 15,39 x 123,16 mm - hauteur avec bouchon : 125,27 mm

**Unité de vente :** 500 Tubes de culture