

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	352045
<b>Désignation</b>	Tube à fond rond pour culture 19 ml Falcon®



### Description :

- ✓ Tubes stériles à fond rond
- ✓ Bouchon "snap" à double position ou bouchon à vis
- ✓ Stériles rayon gamma ou non stériles
- ✓ Certifiés non pyrogènes et non cytotoxiques
- ✓ Stérile
- ✓ Volume 19 ml
- ✓ Matériau Polystyrène
- ✓ Dimensions  $\varnothing$  x h : 16 x 150 mm
- ✓ Bouchon : à vis
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 1400 g

### Unité de vente :

500 Tubes