

FICHE TECHNIQUE

| | |
|--------------------|--------|
| Référence | 352053 |
| Désignation | Tube |



Description :

- ✓ Tube culture FALCON
- ✓ Stérile
- ✓ Fond rond
- ✓ En polypropylène clarifié
- ✓ Centrifugeable jusqu'à 3000 g
- ✓ Certifié non pyrogène et non cytotoxique
- ✓ Sans capuchon
- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ \varnothing x h : 12 x 75 mm

Unité de vente :

1 Tube
