


FICHE TECHNIQUE

Référence	352054
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ En polystyrène
- ✓ Bouchon "snap" à double position
- ✓ A fond rond
- ✓ Vitesse de centrifugation : 1400 g
- ✓ Surface hydrophobe et biologiquement inerte

Certificats :

- ✓ Stérilisation par irradiation, emballage par sachet de 125 tubes
- ✓ Exempt de DNases, RNases et d'endotoxines <0,1EU/ml

Caractéristiques techniques :

- ✓ Volume : 5 ml
- ✓ Dimensions : 12 x 75 mm

Unité de vente :

1000 Tubes
