

Désignation

- Tube culture fond rond pp 5ml 12x75mm cap snap /25 Falcon

Référence

- 352063

Unité de vente : 500



Description

- Tube à essai en PP haute clarté à fond rond Falcon®
- Capacité : 5 ml
- Fond rond
- Bouchon à pression en polyéthylène à double position, qui offrent à la fois des positions ventilées et entièrement fermées
- Couleur du capuchon : Naturel
- Non gradué
- Stérile
- Dimensions : 12 x 75 mm
- Diamètre : 12 mm
- Matériau du produit : Polypropylène
- Applications : Diagnostic
- Sans RNase/DNase.

