

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	352075
<b>Désignation</b>	Tube à centrifuger 225 ml



### Description :

- ✓ Matériau : polypropylène
- ✓ Fond : conique
- ✓ Zone de marquage : non
- ✓ Bouchon : oui, bouchon vissant en HDPE de couleur bleue
- ✓ Surface hydrophobe et biologiquement inerte

### Certificats :

- ✓ Stérile : oui
- ✓ Autoclavable : non

### Caractéristiques techniques :

- ✓ Graduations : oui
- ✓ Températures d'utilisation : -196°C à +121°C
- ✓ Centrifugeable : jusqu'à 7 500 g
- ✓ Volume : 225 ml
- ✓ Dimensions (Ø x h) 61 x 137 mm

**Unité de vente :** 48 Tubes à centrifuger