

FICHE TECHNIQUE

Référence	352076
Désignation	Tubes



Description :

- ✓ Tubes à fond conique Falcon
- ✓ Tubes stériles (non certifié non pyrogène et non cytotoxique)
- ✓ Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite
- ✓ Graduations sérigraphiées très précises
- ✓ Large surface de marquage
- ✓ Excellente clarté optique
- ✓ Faible adsorption des protéines sur les parois des tubes en polypropylène clarifié
- ✓ Haute résistance à des conditions physico-chimiques extrêmes
- ✓ Centrifugation : 7510 g
- ✓ Volume : 175 ml
- ✓ Dimensions : 61 x 118 mm

Unité de vente :

48 Tubes
