

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	352095
<b>Désignation</b>	Tubes fond coniques BD



### Description :

Tubes en polystyrène à centrifuger en vrac. Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite. Graduations sérigraphiées très précises et large surface de marquage. Excellente clarté optique.

### Spécifications :

- ✓ Volume : 15ml
- ✓ Dimensions (ø x h) : 17 x 120 mm
- ✓ Vitesse de centrifugation maximum : 1800 g

### Unité de vente :

500 Tubes

---