

## FICHE TECHNIQUE

---

|                    |        |
|--------------------|--------|
| <b>Référence</b>   | 352096 |
| <b>Désignation</b> | Tubes  |



### Description :

- ✓ Tubes à fond conique FALCON
- ✓ En polypropylène clarifié
- ✓ Tubes certifiés stériles, non pyrogènes, et non-cytotoxiques
- ✓ Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite
- ✓ Graduations sérigraphiées très précises
- ✓ Large surface de marquage
- ✓ Excellente clarté optique
- ✓ Faible adsorption des protéines sur les parois des tubes en polypropylène clarifié
- ✓ Haute résistance à des conditions physico-chimiques extrêmes
- ✓ Volume : 15ml
- ✓ Dimensions (ø x h) : 17 x 120 mm
- ✓ Vitesse de centrifugation maximum : 12000 g

### Unité de vente :

500 Tubes

---