

FICHE TECHNIQUE

Référence	352097
Désignation	Tubes à centrifuger



Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Certifiés stériles, non pyrogènes, et non-cytotoxiques
- ✓ Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite
- ✓ Graduations sérigraphiées très précises et large surface de marquage
- ✓ Excellente clarté optique
- ✓ Faible adsorption des protéines sur les parois des tubes en polypropylène clarifié
- ✓ Haute résistance à des conditions physico-chimiques extrêmes
- ✓ Volume : 15 ml
- ✓ A fond conique
- ✓ Dimensions : 17 x 120 mm
- ✓ Centrigation : jusqu'à 12 000g
- ✓ Sur socle

Unité de vente :

500 Tubes
