

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	352098
<b>Désignation</b>	Tubes à centrifuger



### Description :

- ✓ En polypropylène
- ✓ Certifiés stériles, non pyrogènes, et non-cytotoxiques
- ✓ Emballage de grade médical garantissant une stérilité parfaite
- ✓ Graduations sérigraphiées très précises et large surface de marquage
- ✓ Excellente clarté optique
- ✓ Faible adsorption des protéines sur les parois des tubes en polypropylène clarifié
- ✓ Haute résistance à des conditions physico-chimiques extrêmes
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ A fond conique
- ✓ Dimensions : 30 x 115 mm
- ✓ Centrigation : jusqu'à 16 000g
- ✓ Sur socle

### Unité de vente :

500 Tubes

---