

## Désignation

- Tube à centrifuger 15ml 17x120mm rack Falcon

## Référence

- 352099

Unité de vente : 500



---

## Description

- Tubes à centrifuger coniques Falcon®
- Capuchon à double filetage réduisant le filetage croisé et les fuites
- Graduations faciles à lire
- Idéal pour le stockage cryogénique à long terme des échantillons à -80°C
- Volume : 15 ml
- Dimensions : 17 x 120 mm
- Matière : tube : polystyrène ; bouchon : PEHD Bleu
- Haute résistance : une conception de moule de pointe, associée à une sélection avancée de résine, crée des parois de tubes conçues pour fonctionner dans des situations de contraintes élevées.
- Non pyrogénicité : Testé à moins de 0,1 EU/mL.
- Non-toxicité : les résines sont sélectionnées via une gamme intense de tests de toxicité de la pharmacopée américaine (USP).
- Faible liaison aux protéines
- Conditionnement : 10 sachets de 50 tubes

