

FICHE TECHNIQUE

Référence	352235
Désignation	Cell Strainer 35 μ m avec tubes 5 ml



Description :

- ✓ Tamis cellulaires
- ✓ Pour applications telles que la dissociation d'amas de cellules, la séparation de cellules obtenues par digestion enzymatique
- ✓ Grille nylon 35 μ m
- ✓ Stériles
- ✓ Code couleur : bleu
- ✓ Vendu avec tubes 5 ml
- ✓ Sachets de 25x20

Unité de vente :

500 Cell Strainer 35 μ m avec tubes 5 ml