

Désignation

- Sodium hydroxide solution, volumetric, reag. ph. eur., 0,1 m naoh (0,1n)

Référence

- 35263-1L-HON

Unité de vente : 1L

NaOH

-
- CAS Numbers (All) 1310-73-2
 - Point/plage d'ébullition 100 °C (1,013 hPa)
 - Certification traçable à SRM du NIST
 - Couleur Incolore
 - Concentration 0,1 M
 - Corrosivité Corrosif pour les métaux
 - Densité 1,000 g/cm³ (20 °C)
 - Point d'éclair Non applicable
 - Forme Liquide
 - Qualité Titrage volumétrique
 - Matériaux incompatibles Acides forts, métaux
 - Limite inférieure d'explosion Non applicable
 - Point/plage de fusion Aucune donnée disponible
 - Coefficient de partage Aucune donnée disponible
 - Solubilité dans l'eau Complètement miscible
 - Limite supérieure d'explosion Non applicable
 - Pression de vapeur Aucune donnée disponible
 - Viscosité Aucune donnée disponible
 - Valeur de pH Alcalin
 - Ligne de produits Volumétrique
 - Température de stockage Ambiante