

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	353001
<b>Désignation</b>	Boîte de Pétri



### Description :

- ✓ Boîtes de Petri Falcon®
- ✓ Les boîtes de Petri Falcon® offrent une surface de culture parfaitement plane, sans distorsion et optiquement claire, favorisant l'attachement et la croissance cellulaire.
- ✓ Le système Easy Grip permet une meilleure préhension
- ✓ Une crête d'empilement, située au-dessus du couvercle facilite la manipulation et le stockage
- ✓ Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux optimum grâce à 3 ergots situés à l'intérieur du couvercle
- ✓ Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire les risques de contamination
- ✓ Dimensions : 35 x 10 mm
- ✓ Type : EASY GRIP

### Unité de vente :

500 Boîtes

---