

FICHE TECHNIQUE

Référence	353004
Désignation	Boîtes de Petri Falcon



Description :

- ✓ Surface de culture parfaitement plane
- ✓ Sans distorsion et optiquement claire, favorisant l'attachement et la croissance cellulaire
- ✓ Système Easy Grip permet une meilleure préhension
- ✓ Une crête d'empilement, située au-dessus du couvercle facilite la manipulation et le stockage
- ✓ Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux optimum grâce à 3 ergots situés à l'intérieur du couvercle
- ✓ Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire les risques de contamination
- ✓ Dimensions : 60 x 15 mm

Unité de vente :

500 Boites de petri
