

FICHE TECHNIQUE

Référence	353025
Désignation	Boîtes de Petri Falcon®



Description :

- ✓ Les boîtes de Petri Falcon® offrent une surface de culture parfaitement plane
- ✓ sans distorsion et optiquement claire
- ✓ Favorisent l'attachement et la croissance cellulaire
- ✓ Le système Easy Grip permet une meilleure préhension
- ✓ Une crête d'empilement, située au-dessus du couvercle facilite la manipulation et le stockage
- ✓ Spécialement conçues pour permettre des échanges gazeux optimum grâce à 3 ergots situés à l'intérieur du couvercle
- ✓ Le couvercle, avec un rebord très couvrant, permet de réduire les risques de contamination
- ✓ Dimensions : 150 x 25 mm
- ✓ Quadrillage : 20 mm
- ✓ Type INTERGRID

Unité de vente :

100 Boîtes
